

## Qualitätszertifikat

certificate of performance - certificat de qualite - certificado de calidad

### Chargenzertifikat zur Konformitätsprüfung gemäß Eichordnung

Lot certificate to control conformity according to the regulations of the German federal office for weights and measures -

Certificat de lot pour verifier la conformite selon les instructions du bureau de verification des poids et mesures -

Certificado de lote para controlar la conformidad de acuerdo con los reglamentos de la oficina de contraste de pesos y medidas -



## Batch Certificate

Calibrated Laboratory Products  
Class "A" / Class "AS"

#### Artikelbezeichnung:

article - article - Artículo

ISOLAB, Flask, 100 ml, TS 14, blue graduation

#### Artikelnummer:

number of article - numero de l'article - numero del articulo

S.009.02.100

#### Nennvolumen/Toleranz:

nominal value / tolerance - volume nominale / tolerance - Volumen nominal / tolerancia

100.000 ml +/- 0.100 ml

#### Serien - oder Chargennummer:

number of lot - numero du lot - numero de lote

2Ac-05-100

#### Gerät entspricht der Norm:

item in conformity with norm - appareil es conforme avec la norme - aparato es conforme a la norma

EN ISO 1042/DIN 12664

#### Stichprobenprüfung nach ISO 3951

sampling inspection according to ISO 3951 - echantillonage selon ISO 3951 - prueba al azar acuerdo con ISO 3951

#### Average value: 100%

mean value - valeur moyenne - valor medio

99.972 ml

#### Standard Tolerance 100%

standard tolerance - tolerance standard - tolerancia standard

0.0206 ml

#### Richtigkeit: 100%

accuracy - exactitude - exactitud

-0.03%

#### Präzision: 100%

precision - precision - precision

0.02%

#### Annahmefaktor:

acceptability constant - constante d'acceptabilite - factor de aceptacion

#### Sollwert min.:

nominal value  
valeur prescrite  
valor teorico

#### Istwert:

actual value  
valeur reelle  
valor efectivo

100% 1.8

3.520 / 6.210

#### Gemessene Auslaufzeit:

measured time of flow - ecoulement mesure - tiempo de vaciado medido

keine

#### Losnummer:

number of lot - numero du lot - numero de test

1600

#### Chargenprüfung bestanden / Datum:

lot examination passed / date - lot verification reussi / date - Verifikation de lote aprobado / fecha

Result: Batch is accepted!  
6/9/2005 8:37

#### Prüfer:

operator - verificateur - comprobador

QUALITÄTS - KONTROLLE  
QUALITY CONTROL  
ISOLAB