



SANTRİFÜJ TÜPLERİ - "vidalı kapaklı"

- Ultra şeffaf saf polipropilenden üretilirler. 6000 RCF'e kadar santrifüleme kuvvetine dayanırlar.
- Konik taban formu tüpler santrifüj ile yapılan çalışmalarda hızlı ve kesin neticeye ulaşılmasını sağlar.
- "Etekli" taban formu tüplerin avantajı tezgah üzerinde herhangi bir standa gerek duyulmaksızın dik durabilmeleridir.
- 121°C'da 20 dakika süre ile otoklavlanabilirler. Otoklav işleminde kapağın gevşek vidalanması önerilir. Aksi halde tüp patlayabilir.
- Tüm tüpler bakterilerden arındırılmış temiz sahada üretilirler. Daha sonra sonra gama ışınları ile steril edilirler. Bu nedenlerle **DNase, RNase ve pirojen içermezler.**
- Kapaklar tam kapatıldıklarında sızdırmazlığı kesin olarak garanti ederler. Kapağın üstü düz olduğundan üzerine yazı yazılabilir veya etiket yapıştırılabilir.
- Kapak yanıl yüzeyde bulunan tırtıklar kapağın daha iyi kavranarak kolay açılıp kapatılmasında yardımcı olurlar. Bu özellik eldiven ile yapılan çalışmalarda etkin verim ve zaman kazancı sağlar.
- Kapaklar tek el ile kolaylıkla açılıp kapatılabilir. ¾ tur kapağın tam kapatılması için yeterlidir.
- Gövde üzerinde beyaz baskılı hacim göstergesi bulunur. Hacim hassasiyeti 15 ml tüpte 0,5 ml, 50 ml'lik tüpte 2,5 ml'dir.
- Konik tabanlı tüplerin dip bölümünde yer alan hacim çizelgesi tüp dibinde kalan sıvının ortalama hacmini gösterir. Tüp yüzeyinde beyaz baskılı , geniş bir yazılım alanı bulunur.

konik tabanlı vidalı kapaklı tüpler

katalog no	hacim	tüp boyutu	ürün özelliği	ambalaj şekli	ambalaj adedi	kutu adedi
078.02.001	15 ml	17 x 120 mm	steril olmayan	torba	50 adet	500 adet
078.02.003	50 ml	30 x 120 mm	steril olmayan	torba	50 adet	500 adet
078.02.007	15 ml	17 x 120 mm	steril - DNA & RNA free	torba	50 adet	500 adet
078.02.008	50 ml	30 x 120 mm	steril - DNA & RNA free	torba	50 adet	500 adet
078.02.002	15 ml	17 x 120 mm	steril - DNA & RNA free	tekli poşet	50 adet	500 adet
078.02.004	50 ml	30 x 120 mm	steril - DNA & RNA free	tekli poşet	50 adet	500 adet

etekli vidalı kapaklı tüpler

katalog no	hacim	tüp boyutu	ürün özelliği	ambalaj şekli	ambalaj adedi	kutu adedi
078.02.005	50 ml	30 x 120 mm	steril olmayan	torba	50 adet	500 adet
078.02.009	50 ml	30 x 120 mm	steril - DNA & RNA free	torba	50 adet	500 adet
078.02.006	50 ml	30 x 120 mm	steril - DNA & RNA free	tekli poşet	50 adet	500 adet