

FİLTRE KAĞITLARI - "kantitatif"

- Saf ve doğal selülozdan üretilirler. Kantitatif rutin analizler için idealdirler.
- Filtre kağıtları asit ile yıkanmış olup yaklaşık <0,01% gibi oldukça düşük oranlarda kül içeriğine sahiptirler.
- Kantitatif kağıtlarda alfa selüloz miktarı yaklaşık %95'tir.

katalog no	renk kodu	filtrasyon hızı	çap	ambalaj adedi
105.01.110	beyaz	yavaş	110 mm	100 adet
105.02.110	mavi	orta	110 mm	100 adet
105.03.110	siyah	hızlı	110 mm	100 adet
105.01.125	beyaz	yavaş	125 mm	100 adet
105.02.125	mavi	orta	125 mm	100 adet
105.03.125	siyah	hızlı	125 mm	100 adet



FİLTRE KAĞITLARI - "kalitatif"

- Saf ve doğal selüloz'dan üretilirler. Kalitatif rutin analizler ve analitik gravimetrik uygulamalar için idealdirler.
- Islatılarak etkinliği artırılabilir ve özellikle kalıntının spatula ve diğer araçlar ile filtre kağıdından taşınacağı uygulamalar için uygundur.


katalog no	derece	filtrasyon hızı	çap	ambalaj adedi
106.01.110	No:2	yavaş	110 mm	100 adet
106.02.110	No:1	orta	110 mm	100 adet
106.03.110	No:4	hızlı	110 mm	100 adet
106.01.125	No:2	yavaş	125 mm	100 adet
106.02.125	No:1	orta	125 mm	100 adet
106.03.125	No:4	hızlı	125 mm	100 adet



FİLTRE KAĞITLARI - "yaprak"

- Yüksek kaliteli selülozdan, rutubete dayanıklı ve yüksek emme kapasitesine sahip teknik özellikte üretilirler.
- Yaygın olarak genel laboratuvar filtrasyon işlemlerinde ve basit numune hazırlama amaçlı kullanılırlar.
- Diğer pratik kullanım alanı ise laboratuvar tezgahları üzerinde koruyucu tabaka olarak kullanılabilmesidir.

katalog no	kağıt boyutu	kağıt özelliği	ambalaj adedi
107.40.040	40 x 40 cm	85 gr / m ²	200 adet



PENSLER - "filtre kağıdı"

- Korozyona yüksek dayanımı garanti eden, AISI 304 teknik özellikli paslanmaz çelikten üretilirler.
- Özel tasarımları filtrasyon işlemlerinde filtre kağıtlarının huni veya nüçe erlenlerine yerleştirilmelerine ve işlem sonunda yırtılma riski olmadan kaldırılmalarını sağlar.

katalog no	ambalaj adedi
048.04.001	1 adet

