

ÇOK KANALLI PİPETLER - “bilimsel araştırmalar için”



Tümü ile ergonomik ve uzun süreli çalışmayı kolaylaştıran özgün tasarım.

Çok kanallı pipetler, tek kanallı pipetler ile aynı teknik özellikler ve avantajlar ile donatılmışlardır. Tümü ile otoklavlanabilen, PP/PVDF/alüminyum ve paslanmaz çelik'ten oluşan gövde yapısı. Benzer yapıdaki pipetlere oranla çok hafif gövde ağırlığı. En üst düzeyde doğruluk ve hassaslık. Hacim kilit özellikli değiştirilebilir hacim kontrol butonu. Kolay ve pratik hacim ayarı. Renk ayrıcalıklı ve ergonomik uç atım butonu. Ergonomik parmak desteği. Yumuşak yaylı pipetleme düzeneği. Gövde üzerinde basılı pipet seri numarası. Çift conta teknolojisi. Bireysel kalibrasyon ve kalite sertifikası.

Yukarıdaki özelliklere ek olarak; Yaylı pipet ucu atma kolu. 360° dönebilen manifold. Eğimli pipet uç atım tasarımı.



Eğimli uç atım tasarımı uç atımı için gereken kuvveti azaltır. Eğimli tasarım sayesinde pipet uçları belirli bir düzen içinde atılırlar.

Pipet uçlarının atılması/boşaltılması için düşük bir basınç uygulaması yeterlidir.

Pipet uçları sıralı olarak atılırlar. Önce ① konumdaki iki adet uç fırlar. Bunları ② konumdaki iki uç takip eder. Daha sonra sırası ile ③ ve ④ konumdaki uçlar düşerler.



Uç boşaltma koluna uygulanacak çok hafif bir baskı ile pipet uçları kolaylıkla atılabilir.



Manifold istenen yön ve açıda 360° dönerek pipetleme işlemini kolaylaştırır.



katalog numarası	kanal sayısı	hacim aralığı	hata payı %	belirsizlik %	renk kodu	ambalaj adedi
011.21.010	8	0.5 - 10 µl	5.00 / 2.00	3.60 / 1.00		1 adet
011.21.050	8	5 - 50 µl	3.20 / 1.40	1.60 / 0.60		1 adet
011.21.200	8	20 - 200 µl	1.80 / 1.20	0.80 / 0.40		1 adet
011.21.300	8	30 - 300 µl	1.66 / 1.40	0.60 / 0.30		1 adet
011.22.010	12	0.5 - 10 µl	5.00 / 2.00	3.60 / 1.00		1 adet
011.22.050	12	5 - 50 µl	3.20 / 1.40	1.60 / 0.60		1 adet
011.22.200	12	20 - 200 µl	1.80 / 1.20	0.80 / 0.40		1 adet
011.22.300	12	30 - 300 µl	1.66 / 1.40	0.60 / 0.30		1 adet